

## Mintavételi Utasítás

MVU-9-W

**Vizsgálat: Extrahálható szénhidrogének (EPH)**
**Mintatípusok: Vizek**
**Szükséges mintavételi edény:**

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

<b>EPH</b>  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>EPH</b>  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>				VIZSGÁLAT Extrahálható szénhidrogének (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	
	0000000		HÜTÉS			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 			

**Eljárás:**

- Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
- Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tartósítószerrel tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószerrel ne mossa ki az edényből.
- Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

**Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) vizsgálati csomag esetén az illékony komponensek vizsgálatához szükségesek az MVU-36 szerint vett mintavételi egyedek is.**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
 Filep Zoltán  
 laboratóriumvezető