

Mintavételi Utasítás

MVU-14-W

Vizsgálat: Vas(II)

Mintatípusok: Felszín alatti, felszíni és ivóvíz

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható 100 ml-es PE palack. α, α' -dipiridil -t tartalmaz.

Az edény pontosan bemért térfogatú tartósítószerrel tartalmaz, amit nem szabad kiönteni!

Alkalmazott címke:

Fe(II)  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		Fe(II)  000000000000 MINTAVÉTEL ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000		TARTÓSÍTÁS ☒ Dipiridil HÜTÉS	VIZSGÁLAT			MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS		

Eljárás:

1. Szűrjön le mérőhengerbe kb. 80 ml mintát!
2. Jegyezze fel a minta mennyiségét!
3. Óvatosan adja az edényben lévő reagenshez a mintát, a piros szín megjelenéséig!
4. Amennyiben a minta nem színeződik el, úgy maximum 75 ml-nyi mintát adjon a reagenshez!
5. Olvassa le a mérőhengerben lévő minta mennyiségét és írja fel a címke megfelelő rovatába az edénybe töltött minta mennyiségét legalább ml pontossággal!
6. Zárja le az edényt és rázza össze a tartalmát!
7. Hűtést nem feltétlenül igényel, de sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől óvni kell!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető