

## Mintavételi Utasítás

MVU-16-W

**Vizsgálat: Cianidok**
**Mintatípusok: Vizek**
**Szükséges mintavételi edény:**

 Jól zárható, 500 ml-es PE palack. **Nátrium-hidroxiddal (NaOH) tartósított!**

Alkalmazott címke:

<b>CN<sup>-</sup></b>  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>CN<sup>-</sup></b>  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
TARTÓSÍTÁS <input checked="" type="checkbox"/> NaOH HŰTÉS	0000000		VIZSGÁLAT <b>Cianidok</b> <input type="checkbox"/> Könnyen felszabadítható	<input type="checkbox"/> Összes	MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 					

**Eljárás:**

1. Tölts meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
2. Jól rázza össze, hogy a NaOH pasztilla feloldódjon!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

 Filep Zoltán  
 laboratóriumvezető