

## Mintavételi Utasítás

MVU-36-W

**Vizsgálat: Illékony szerves vegyületek (pl.: VPH, VOCL, BTEX)**
**Mintatípusok: Vizek**
**Szükséges mintavételi edény:**

2 db légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial. A két ekvivalens mintavételi edényre azért van szükség, hogy az esetleges ismétléseket, hígításokat zavartalan mintaegyedből lehessen elvégezni.

Alkalmazott címke:

<b>VOC</b>  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>VOC</b>  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			VIZSGÁLAT Illékony szerves vegyületek <input type="checkbox"/> VPH, BTEX <input type="checkbox"/> VOCL <input type="checkbox"/> TARTALÉK			MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS
<input type="checkbox"/>	0000000		HŰTÉS							

**Eljárás:**

- Töltse meg a mintavételi edényt a mintával **buborékmentesen** és zárja le!
- Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tartósítószeret tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből.
- Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

 Filep Zoltán  
laboratóriumvezető