

Mintavételi Utasítás

MVU-37-W

Vizsgálendő: Klorit, Klorát
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

 Légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial. **Nátrium-hidroxiddal (NaOH) tartósított!**

Alkalmazott címke:

IC  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		IC  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> NaOH HÜTÉS			VIZSGÁLAT <input checked="" type="checkbox"/> Ionkromatográfia <input type="checkbox"/> Klorit, klorát <input type="checkbox"/> Egyéb anionok			MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS 

Eljárás:

- Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
- Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint 5 nap.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



 Filep Zoltán
 laboratóriumvezető